



优质 树脂研磨刀片

使用寿命更长，
质量过硬

Buehler 的新型树脂研磨刀片含多种规格，可切割各种金属材料，使用寿命是竞争对手刀片的 3 倍。用户可以信赖这些刀片的一致性，同时更长的使用寿命可降低刀片更换和购买次数。




高效

Buehler 的优质树脂研磨刀片可快速切割样品，不会影响切割质量。我们深信这些刀片的一致性、切割质量和更长的使用寿命可以改进您的制备过程。



二维码扫描

Buehler 的新款研磨刀片随附二维码，扫描二维码可访问刀片信息并可简化再次订购过程。只需扫描并访问链接提交订单即可。



该系列树脂切割片兼容目前所有标乐切割设备, 以及使用1.25英寸(32毫米)切割片孔径的任何切割机。

树脂粘结切割片并不会同橡胶粘结切割片一样在切割过程中产生强烈的气味。

订货信息

1.25 英寸 (32 毫米) 内径 (数量: 10)

建议用途	254 mm [10"]	305 mm [12"]	356 mm [14"]	406 mm [16"]
有色金属材料				10-31650-010
黑色金属材料 HRC 35-50	10-31014-010	10-31218-010	10-31416-010	10-31616-010
黑色金属材料 HRC 50-60	10-31014-010	10-31212-010	10-31412-010	10-31612-010
黑色金属材料 >HRC 60		10-31218-010	10-31410-010	10-31610-010
高温合金		10-31205-010	10-31405-010	10-31605-010



全新推出

14 英寸 (356 毫米), 16 英寸 (406 毫米) 切割片非常适合与 Buehler 的新型切割机 Abra-siMet XL Pro (货号 10-2320-400) 配合使用。这款落地式切割机可以容纳最大为 18 英寸 (457 毫米) 的切割片, 通过其直观的用户界面、坚固的设计、强大的电机和先

的功能, 满足您的所有切割需求。10 英寸 (254 毫米) 和 12 英寸 (305 毫米) 切割片适用于 Buehler 的新型切割机 AbrasiMet M (货号 10-10107-200/400)。这台切割机可出色切割小或中尺寸试样。请联系您区域的销售经理索取报价或拨打全国免费热线: 400 111 8683。



亚洲总部-标乐中国
依工测试测量仪器(上海)有限公司
销售热线: 400 111 8683
咨询邮箱: info.cn@buehler.com
官方网站: www.buehler.com.cn

标乐全球总部 - 美国
847-295-6500 | info@buehler.com

标乐公司德国办事处
info.eu@buehler.com

标乐公司法国办事处
info.eu@buehler.com

标乐公司英国办事处
info.eu@buehler.com

标乐公司中国办事处
info.cn@buehler.com

标乐公司日本办事处
info.japan@buehler.com

标乐公司亚太地区办事处
info.asia@buehler.com

